



# U 29

## UNA LAMPADA SCIALITICA ACCESSIBILE

U29 combina la tecnologia a luce indiretta consolidata dal successo della serie PentaLed con il design elegante della Serie Unica.

U29 è una lampada ad alta prestazione, fortemente ingegnerizzata e accessibile, così che ogni chirurgo ne possa beneficiare.



-SOFFITTO DOPPIA  
con doppia forcella  
(codice U29+29 + DY2)



-SOFFITTO DOPPIA  
con forcella singola  
(codice U29+29)



-SOFFITTO SINGOLA  
con doppia forcella  
(codice U29SO + DY1)



-SOFFITTO SINGOLA  
con forcella singola  
(codice U29SO)



-PIANTANA  
disponibile solo con forcella singola  
(codice U29PI)

## Prestazioni

## U 29

Intensità della luce a 1 m di distanza (Ec)	160.000 lux
Diametro della lampada	52 cm
Temperatura colore (2 selezioni)	4.500 - 5.000K
Indice di resa cromatica (CRI)	96 Ra
Regolazione del diametro	Elettronica
D10 diametro del campo luminoso dove l'illuminazione raggiunge il 10% di Ec	200 mm
Diametro del campo luminoso regolabile da - a -	140 - 230 mm
Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) al 60%	490 mm
Profondità di illuminazione IEC 60601-2-41 (L1+L2) at 20%	1350 mm
Energia irradiata totale Ee dove l'illuminamento raggiunge il livello massimo	580 W/m <sup>2</sup>
Rapporto tra energia irradiata Ee e illuminamento Ec	3,68
Durata Led	60.000 ore
Controllo dell'illuminazione	20 - 100 %
Assorbimento elettrico	48 W - 56 VA

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 Aprile 2017 - Norma IEC60601-2-41

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI



### ACCESSORI

